



CABINA AUDIOMETRICA PRO 30

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 33653

EAN / GTIN 8023279336535

Confezione 1

PRO 30 - 132x132x244 cm - L'altezza comprende il sistema di ventilazione (27 cm) Interni in espanso piramidale acustico autoestinguente grigio antracite. Gamma con varie misure, caratterizzata da un'elevata riduzione del rumore e sistema di ventilazione. Esterno composto da pannelli resistenti, ignifughi e lavabili e telaio in alluminio. Modulo per connessione cavo incluso. Su richiesta, sistema igienizzante di ricambio aria. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure esterne (cm): 132x132xh 244 - L'altezza comprende il sistema di ventilazione (27 cm)
- Misure interne (cm): 117x117xh 201
- Porta misure cm: 75xh 200
- Apertura: Destra (Apertura sulla sinistra disponibile a richiesta)
- Dimensione finestre cm: 56xh 88
- Materiale: 2 cristalli isolanti in vetro di sicurezza
- Spessore parete cm: 7,5
- Peso (kg): 355
- Ventilazione: sì
- Riduzione del rumore testata dB a 1.000 Hz: 34,5
- Potenza di illuminazione interna V-Hz.: 86-265 - 50/60
- Norme: Classe I Regolamento UE 2017/745 relativo ai Dispositivi Medici

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
33653	33653	8023279336535	1
33656	33656	8023279336566	1

CLASSE DM

I

CND

Z12149002

EAN / GTIN

8023279336535

CODICE GEF

33653



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it