



SONDA SpO₂ TNT per uso notturno da n.s. 19040300001

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 33671

EAN / GTIN 8023279336719

Confezione 1

SONDA SpO₂ IN TNT DA NOTTE - conf. da 2 a partire da N. S.
19040300001

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

C900301

EAN / GTIN

8023279336719

CODICE GEF

33671



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697