



Misuratore Apnee NEL Sonno

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33676

EAN / GTIN 8023279336764

Confezione 1

ANALIZZATORE DI APNEA DEL SONNO Adatto per chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), malattie polmonari croniche ostruttive, asma, malattie vascolari o pazienti sopra i 60 anni. Per uso domestico e ospedaliero. modello da polso, maneggevole e leggero dispositivo multi-funzione per ottenere informazioni fisiologiche misurazione SpO₂, frequenza cardiaca, suono cardiaco, grafico a barre indicazione dell'andamento del battito e del flusso d'aria nasale allarme in caso di batteria scarica, dito non collegato e superamento limite orologio in tempo reale registratore multi-care software di analisi per PC registrazione dati continua per 20 ore Specifiche tecniche Campo di misura del flusso d'aria nasale: 0-40 rpm \pm 2 rpm Campo di misura SpO₂: 0-100 % \pm 2 % (70-100 %), risoluzione 1% Campo di misura frequenza cardiaca: 30-250 bpm \pm 2 bpm or \pm 2% (select the larger) Resistenza luce esterna: La differenza tra il valore misurato in condizioni di luce artificiale e luce naturale interna e quello misurato in luogo buio è minore di \pm 1 % Schermo: LCD a colori 1,8" Consumo: =100 mA Alimentazione: batteria al litio ricaricabile 3,7 V Durata batteria: funziona per più di 20 ore consecutive Tipo di sicurezza: alimentato internamente, parte applicata tipo BF Dimensioni dispositivo: 69x50x17,3 mm Peso: 100g (batteria al litio inclusa)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misura del flusso d'aria nasale: 0-40 rpm \pm 2 rpm
- Campo di misura SpO₂: 0-100 % \pm 2 % (70-100 %), risoluzione 1%
- Campo di misura frequenza cardiaca: 30-250 bpm \pm 2 bpm or \pm 2% (select the larger)
- Resistenza luce esterna: La differenza tra il valore misurato in condizioni di luce artificiale e luce naturale interna e quello misurato in luogo buio è minore di \pm 1 %
- Schermo: LCD a colori 1,8"
- Consumo: =100 mA
- Alimentazione: batteria al litio ricaricabile 3,7 V
- Durata batteria: funziona per più di 20 ore consecutive
- Tipo di sicurezza: alimentato internamente, parte applicata tipo BF
- Dimensioni dispositivo: 69x50x17,3 mm
- Peso: 100g (batteria al litio inclusa)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaCND
Z12080406ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE

EAN / GTIN

8023279336764

CODICE GEF

33676



GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1

info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it