



Misuratore di Picco di Flusso

Dispositivo medico

Classe I M

2 varianti

Codice GEF (SKU) 33680

EAN / GTIN 8023279336801

Confezione 1

MISURATORE DI PICCO DI FLUSSO - 50-400 l/min - pediatrico L'uso regolare di un misuratore del picco di flusso espiratorio può contribuire a tenere sotto controllo l'asma, rilevando il restringimento delle vie aeree prima ancora che il paziente percepisca alcun sintomo, dandogli il tempo di dosare il farmaco prima che i sintomi peggiorino. Idoneo per bambini a partire da 5 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- misura i cambiamenti quotidiani nella respirazione - registra l'andamento dell'asma nel tempo - mostra l'efficacia della terapia - riconosce i segni di una crisi prima che si presentino i sintomi - sa come procedere quando vi sono segni di una crisi asmatica - determina quando è opportuno contattare il medico o il servizio di emergenza Il misuratore di picco di flusso è utilizzabile unitamente all'App "Mobile PEF". Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE. Area verde: (normale) PEF >80% Area gialla: (allarme) PEF =60%, <80% Area rossa: (pericolo) PEF <60%

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	SCALA	EAN	CONFEZIONE
33680	50-400 l/min	8023279336801	1
33679	60-800 l/min	8023279336795	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I M

CND

Z12150102

EAN / GTIN

8023279336801

CODICE GEF

33680



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697