



Smart One Peak Flow e FEV1

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33681

EAN / GTIN 8023279336818

Confezione 1

SMART ONE peak flow e FEV1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V incluse
- Autonomia: 1.000 test
- Connessione: Bluetooth® 4.0 a basso consumo
- Dimensioni - peso: 49x109x21 mm - 61 g (batterie incluse)
- Boccaglio: Ø 30 mm
- Spirometria
- Sensore di flusso: turbina digitale bidirezionale
- Portata: ±16 L/s
- Accuratezza flusso: ±10% o 0,33 L/s
- Accuratezza volume: ±2,5% o 50 ml
- Resistenza dinamica: <0,5 cm H₂O/L/s
- Parametri misurati: FEV1, PEF
- Capacità memoria: l'applicazione sullo smartphone memorizza i dati
- App iOS - Android: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL*, CZ*, PL, RU, TR, DK*, GR, FI, HR*, NO, SE, HU**
- *Solo per iOS **Solo per Android

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

Ila

CND

Z12150102

EAN / GTIN

8023279336818

CODICE GEF

33681



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it