



MINIFLOWMETER con cavo per cod 33519-20 (910595)

Codice GEF (SKU) 33697

EAN / GTIN 8023279336979

Confezione 1

Miniflowmeter con cavo - ricambio Codice MIR: 910595

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279336979

CODICE GEF

33697



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697