



Oxy Capnografo Pc 900B

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 33698

EAN / GTIN 6941900604247

Confezione 1

Capnografo e ossimetro portatile innovativo, ideale per controllare le condizioni più gravi di pazienti intubati e non intubati. Fornisce misurazioni relative sia alla SpO₂ che alla frequenza cardiaca. La speciale tecnologia MoveOxy™ assicura rilevazioni efficaci anche in caso di movimento del paziente o segnale debole del polso. Mostra il grafico del trend e la forma d'onda plethysmografica. - display TFT 3,5" che mostra EtCO₂, rr e SpO₂, pr - pressione polmonare e compensazione di temperatura (compensazione BTpS) Caratteristiche tecniche EtCO₂ EtCO₂/CO₂ campo 0-150 mmHg (0-20 kPa, or 0-20% (V/V)) Precisione quando mmHg 0-40 >41-70 >71-100 >101-150 ±2 mmHg ±5% ±8% ±10% Aggiornamento Ogni respiro, ogni 10, 20 o 30 sec selezionabili Respirazione Tempo 3-150 respiri/min Flusso 50-250 cc/min selezionabile SpO₂ Campo saturazione ossimetria 0-100% ±2% quando 70-100%, ±3% quando 50-69% Pulsazioni Campo 30-250 bpm ±2 bpm or ±2% (lettura) quando 30-250 bpm Alimentazione Ingresso CA 100-250 V, 50-60 Hz, 5 W Batteria Batteria ricaricabile al litio inclusa - 3,6 V, 3000 mAh Durata 10 ore

CARATTERISTICHE TECNICHE

- EtCO₂
- EtCO₂/CO₂ campo: 0-150 mmHg (0-20 kPa, or 0-20% (V/V))
- Precisione: quando mmHg 0-40 >41-70 >71-100 >101-150 ±2 mmHg ±5% ±8% ±10%
- Aggiornamento: Ogni respiro, ogni 10, 20 o 30 sec selezionabili
- Respirazione
- Tempo: 3-150 respiri/min
- Flusso: 50-250 cc/min selezionabile
- SpO₂
- Campo saturazione ossimetria: 0-100% ±2% quando 70-100%, ±3% quando 50-69%
- Pulsazioni
- Campo: 30-250 bpm ±2 bpm or ±2% (lettura) quando 30-250 bpm
- Alimentazione
- Ingresso CA: 100-250 V, 50-60 Hz, 5 W
- Batteria: Batteria ricaricabile al litio inclusa - 3,6 V, 3000 mAh
- Durata: 10 ore

CLASSE DM

II B

CND

Z1203019003

EAN / GTIN

6941900604247

CODICE GEF

33698



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it