



CAVO ECG a 3 derivazioni (cavo + conn. 33748)

Codice GEF (SKU) 33711

EAN / GTIN 8023279337112

Confezione 1

Cavi ECG per BM3 (33718, 33719, 33720, 33780, 33781) Kit cavo paziente 3 derivazioni (cavo+conn. snap 33748) • Kit composto da: - Connettori snap (33748) - Cavo 3 derivazioni (33762) • Nuovo modello (dopo 6/2006)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279337112

CODICE GEF

33711



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697