



CAVO ECG a 3 derivazioni VET (cavo + conn.)

Codice GEF (SKU) **33713**

EAN / GTIN **8023279337136**

Confezione **1**

Cavi ECG per BM3 (33718, 33719, 33720, 33780, 33781) Kit cavo veterinaria a 3 derivazioni (cavo+3 conn. clip) • Kit composto da: - Connettori clip veterinari (33760) - Cavo 3 derivazioni (33762) • Nuovo modello (dopo 6/2006)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279337136

CODICE GEF

33713



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697