

GEF Medica

Monitor Multiparametrico Veterinario BM3

Codice GEF (SKU) 33719

MONITOR BM3 - VETERINARIA Caratteristiche principali monitor: - display 7" TFT LCD a colori per una visualizzazione ottimale - impostazione singola velocità di scansione per ogni parametro - capacità di memoria 128 ore - misura SpO2 con rilevamento bassa perfusione e segnale acustico del polso - 2 tracciati ECG - blocco schermo on/off - connessione al sistema di monitoraggio centrale tramite LAN o W-LAN - batteria Li-ion (durata continua 1,5 ore) - rilevamento ECG e analisi ad alte prestazioni • impedenza di ingresso per pelle secca o elettrodo • livello ST, conteggio PVC in tempo reale • 3 tipi di analisi di aritmia • funzione di rilevazione pacemaker - gestione dati potenziata • trend grafici e tabellari • 20 casi per 10 sec di forma d'onda di allarme memorizzati, rivisti e stampati - software interno in GB, DE, FR, IT, PT, PL, RO, HU, ES, CZ, BG, RU, TR, CN - manuale d'uso: GB, IT (su richiesta: ES, FR, DE)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MONITOR BM3 - VETERINARIA Caratteristiche principali monitor: - display 7" TFT LCD a colori per una visualizzazione ottimale - impostazione singola velocità di scansione per ogni parametro - capacità di memoria 128 ore - misura SpO2 con rilevamento bassa perfusione e segnale acustico del polso - 2 tracciati ECG - blocco schermo on/off - connessione al sistema di monitoraggio centrale tramite LAN o W-LAN - batteria Li-ion (durata continua 1,5 ore) - rilevamento ECG e analisi ad alte prestazioni
- impedenza di ingresso per pelle secca o elettrodo
- livello ST, conteggio PVC in tempo reale
- 3 tipi di analisi di aritmia
- funzione di rilevazione pacemaker - gestione dati potenziata
- trend grafici e tabellari
- 20 casi per 10 sec di forma d'onda di allarme memorizzati, rivisti e stampati - software interno in GB, DE, FR, IT, PT, PL, RO, HU, ES, CZ, BG, RU, TR, CN - manuale d'uso: GB, IT (su richiesta: ES, FR, DE)

CODICE GEF

33719



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it