

GEF Medica

Sensore SpO₂ Adulti - Riutilizzabile

Codice GEF (SKU) **33730**

Sensore dito riutilizzabile adulti >45kg - 7 pin Richiede cavo di prolunga 33716. Compatibile con monitor BIONET BM1, BM3, BM5, BM7.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore dito riutilizzabile adulti >45kg - 7 pin
- Richiede cavo di prolunga 33716.
- Compatibile con monitor BIONET BM1, BM3, BM5, BM7.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33730



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697