



Sensore SpO2 Pediatico - Riutilizzabile

Codice GEF (SKU) **33731**

EAN / GTIN **8809276946355**

Sensore dito riutilizzabile pediatrico, 15-45kg. Richiede cavo di prolunga 33716. Compatibile con monitor BIONET BM1, BM3, BM5, BM7.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore dito riutilizzabile pediatrico, 15-45kg. Richiede cavo di prolunga 33716. Compatibile con monitor BIONET BM1, BM3, BM5, BM7.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8809276946355

CODICE GEF

33731



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697