



SENSORE SpO₂ VETERINARIA riutilizzabile

Codice GEF (SKU) 33732

EAN / GTIN 8809276946331

Confezione 1

Sensore riutilizzabile veterinaria - clip. Richiede cavo di prolunga 33716. Compatibile con monitor BIONET BM3, BM5 vet.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8809276946331

CODICE GEF

33732



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697