



## Bracciale Adulti per Monitor BM1, MB3, BM5, BM7, Necessita Cavo Estensione

Codice GEF (SKU) **33735**

EAN / GTIN **8809276946010**

Accessori per monitor BM1, BM3, BM5 e BM7: Bracciale adulto - 27,5 - 36,5 cm - necessita cavo estensione (cod. 33738).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Accessori per monitor BM1, BM3, BM5 e BM7: Bracciale adulto - 27,5 - 36,5 cm - necessita cavo estensione (cod. 33738).

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8809276946010**

CODICE GEF

**33735**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697