



PROLUNGA per bracciali codici 33735/6/7

Codice GEF (SKU) 33738

EAN / GTIN 8809276946577

Confezione 1

Accessori per monitor BM1, BM3, BM5 e BM7: Cavo di estensione, 3 m (necessario per ogni bracciale).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8809276946577

CODICE GEF

33738



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697