



Adattatore Metallico (necessario per Mini Bracciale)

Codice GEF (SKU) **33739**

Accessori per monitor BM1, BM3, BM5 e BM7: Adattatore (necessario per Minicuff cod. 32810/11).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Accessori per monitor BM1, BM3, BM5 e BM7:
- Adattatore (necessario per Minicuff cod. 32810/11).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

33739



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697