

GEF Medica

Cavo Lan 3 M per 33745 per 1 Monitor

Codice GEF (SKU) 33746

Kit connessione (cavo LAN+HUB), è necessario un kit per ogni monitor da collegare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit connessione (cavo LAN+HUB), è necessario un kit per ogni monitor da collegare.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33746**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697