

GEF Medica

Derivazione Snap a 5 Vie per 33728 - Ricambio - Vecchio

Codice GEF (SKU) 33751

Accessori ECG per monitor BM3 and BM5 (codici: 33718,19,20,21,22,23,24,80,81). • Connettore snap a 5 derivazioni per kit 33728 - ricambio • Vecchio modello (prima 6/2006)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Accessori ECG per monitor BM3 and BM5 (codici: 33718,19,20,21,22,23,24,80,81).
- Connettore snap a 5 derivazioni per kit 33728 - ricambio
- Vecchio modello (prima 6/2006)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33751



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697