

GEF Medica

Derivazioni Veterinaria Clip a 5 Vie per 33728 - Ricambio

Codice GEF (SKU) 33753

Accessori ECG per monitor BM3 and BM5 (codici: 33718,19,20,21,22,23,24,80,81). • Connettori clip veterinaria 5 derivazioni per kit 33728 - ricambio • Vecchio modello (prima 6/2006)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Accessori ECG per monitor BM3 and BM5 (codici: 33718,19,20,21,22,23,24,80,81).
- Connettori clip veterinaria 5 derivazioni per kit 33728 - ricambio
- Vecchio modello (prima 6/2006)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33753



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697