



Sonda Monouso Adulti > 30 Kg Nellcor Compatibile

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 33754

EAN / GTIN 6945040104315

Confezione 1

SONDA MONOUSO adulti > 30 kg Nellcor compatibile

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Gamma di misurazione SpO₂: 70%~100%
- Precisione: 70%~100% ±2%; sotto 70%: non specificato
- Gamma di misurazioni pulsazioni: 30~250 bpm
- Precisione: ±2 bpm di 2% (la maggiore)
- Sensore ottico:
 - luce rossa (lunghezza d'onda 650~670 nm, 6,65 mW)
 - infrarossi (lunghezza d'onda 880~910 nm, 6,75 mW)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6945040104315

CODICE GEF

33754



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697