



Sonda Monouso

Dispositivo medico

Classe IIb

3 varianti

Codice GEF (SKU) 33756

EAN / GTIN 6945040101819

Confezione 1

Sensore SpO2 monouso • Per bimbo 3-20 kg Compatibilità: •
NELLCOR (non compatibile con Nellcor Oximax) Tutti i sensori sono
forniti in confezione sterile con cavo da 70 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Gamma di misurazione SpO2: 70%~100%
- Precisione: 70%~100% $\pm 2\%$; sotto 70%: non specificato
- Gamma di misurazioni pulsazioni: 30~250 bpm
- Precisione: ± 2 bpm di 2% (la maggiore)
- Sensore ottico:
- luce rossa (lunghezza d'onda 650~670 nm, 6,65 mW)
- infrarossi (lunghezza d'onda 880~910 nm, 6,75 mW)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
33756	Bimbo 3-20 Kg Nellcor Comp.	6945040101819	1
33755	Neonato <3 Kg, Adulti > 40 Kg Nellcor Comp.	6945040101789	1
33757	Pediatrica 10-50 Kg Nellcor Comp.	6945040101802	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIbCND
C900301EAN / GTIN
6945040101819CODICE GEF
33756

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it