



Cavo Paziente a 5 Derivazioni

Codice GEF (SKU) 33763

Accessori ECG per monitor BM3 and BM5 (codici: 33718,19,20,21,22,23,24,80,81). • Cavo 5 derivazioni per kit 33712 - ricambio • Nuovo modello (dopo 6/2006)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Accessori ECG per monitor BM3 and BM5 (codici: 33718,19,20,21,22,23,24,80,81).
- Cavo 5 derivazioni per kit 33712 - ricambio
- Nuovo modello (dopo 6/2006)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33763



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697