

GEF Medica

Kit Cavo Paziente a 3 Derivazioni per 33776-7

Codice GEF (SKU) 33764

Accessori ECG per monitor BM3 and BM5 • accessorio per i codici: - 33777 - 33778 - 33779 • Derivazioni: 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Accessori ECG per monitor BM3 and BM5
- accessorio per i codici: - 33777 - 33778 - 33779
- Derivazioni: 3

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33764

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697