



## Sonda Temperatura - Cutanea

Codice GEF (SKU) 33771

EAN / GTIN 8023279337716

Sensore temperatura 3 m - cutanea

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore temperatura 3 m - cutanea

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279337716

CODICE GEF

33771



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697