



Monitor Multiparametrico BM5 Pro con Touch Screen - ECG 7 Tracce

Codice GEF (SKU) 33776

MONITOR BM5 PRO - TOUCH SCREEN LCD TFT 10,4" A COLORI - 7 canali ECG Monitor paziente multiparametrico avanzato ed espandibile - touch screen LCD TFT 10,4" a colori con 6 tracciati - impostazione singola velocità di scansione per ogni parametro - memoria dati di tendenza di 168 ore - misura SpO2 con rilevamento bassa perfusione - blocco schermo on/off - oxyCRG, calcolo del farmaco - uscita HDMI esterna per schermo grande - connessione al sistema di monitoraggio centrale con LAN o W-LAN - opzionale - batteria a ioni di litio a lunga autonomia (durata continua 3 ore) - connessione in tempo reale da letto a letto, max 8 monitor senza server o stazione centrale - Fascicolo sanitario elettronico HL7 con menu editabile - multiparametri avanzati ed estendibili: • EtCO2 Sidestream/Mainstream opzionale • NIBP suntech ad alte prestazioni (BM5ICU) - rilevamento e analisi ECG ad alte prestazioni: • impedenza di ingresso per pelle secca o elettrodo adesivo • livello ST, conteggio PVC in tempo reale • 13 tipi di analisi di aritmia • funzione di rilevazione pacemaker - gestione dati avanzata: • trend grafici e tabellari • memoria USB • 20 casi per 10 sec di tracciati allarme memorizzati, rivisti e stampati Analisi aritmia: VTAG, VFIB, ASISTOLICA Rilevazione pacemaker indicata sul display ECG. Lingua software selezionabile (GB, DE, FR, IT, PT, PL, RO, HU, ES, CZ, BG, RU, TR, CN).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MONITOR BM5 PRO - TOUCH SCREEN LCD TFT 10,4" A COLORI - 7 canali ECG Monitor paziente multiparametrico avanzato ed espandibile - touch screen LCD TFT 10,4" a colori con 6 tracciati - impostazione singola velocità di scansione per ogni parametro - memoria dati di tendenza di 168 ore - misura SpO2 con rilevamento bassa perfusione - blocco schermo on/off - oxyCRG, calcolo del farmaco - uscita HDMI esterna per schermo grande - connessione al sistema di monitoraggio centrale con LAN o W-LAN - opzionale - batteria a ioni di litio a lunga autonomia (durata continua 3 ore) - connessione in tempo reale da letto a letto, max 8 monitor senza server o stazione centrale - Fascicolo sanitario elettronico HL7 con menu editabile - multiparametri avanzati ed estendibili:
- EtCO2 Sidestream/Mainstream opzionale
- NIBP suntech ad alte prestazioni (BM5ICU) - rilevamento e analisi ECG ad alte prestazioni:
- impedenza di ingresso per pelle secca o elettrodo adesivo
- livello ST, conteggio PVC in tempo reale
- 13 tipi di analisi di aritmia
- funzione di rilevazione pacemaker - gestione dati avanzata:
- trend grafici e tabellari
- memoria USB
- 20 casi per 10 sec di tracciati allarme memorizzati, rivisti e stampati Analisi aritmia: VTAG, VFIB, ASISTOLICA Rilevazione pacemaker indicata sul display ECG. Lingua software selezionabile (GB, DE, FR, IT, PT, PL, RO, HU, ES, CZ, BG, RU, TR, CN).

CODICE GEF

33776



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it