



MODULO SIDESTREAM RESPIRONICS LOFLO ETCO₂

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 33796

EAN / GTIN 8809276943439

Confezione 1

SENSORE CO₂ SIDESTREAM LOFLO per pazienti intubati e non intubati Sensore di CO₂ flessibile e compatto che fornisce un monitoraggio costante e affidabile della CO₂ di pazienti adulti, pediatrici e neonati. Nessuna calibrazione richiesta. Velocità di campionamento di 50 ml / minuto. COMPATIBILITÀ: Bionet BM5, BM5 Pro Creative K15 Mindray Vari Philips Vari

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z1203020280

EAN / GTIN

8809276943439

CODICE GEF

33796



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697