



MODULO MAINSTREAM RESPIRONICS CAPNOSTAT ETCO₂

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 33797

EAN / GTIN 0884838013667

Confezione 1

SENSORE CO₂ CAPNOSTAT MAINSTREAM per pazienti intubati
Sensore di CO₂ mainstream piccolo, resistente e leggero, fornisce un monitoraggio accurato e affidabile per tutti i pazienti intubati, dai neonati agli adulti. Nessuna calibrazione richiesta. Misura rapida delle vie aeree. COMPATIBILITÀ: Bionet BM5, BM5 Pro Creative K15 Mindray Vari Philips Vari

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z1203020480

EAN / GTIN

0884838013667

CODICE GEF

33797



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697