



Capnografo

Codice GEF (SKU) 33829

CAPNOGRAFO - Adulti, Pediatrico Adotta il metodo mainstream per misurare l'anidride carbonica di fine espirazione (EtCO₂) e la frequenza respiratoria (AwRR). Rileva la funzione di ventilazione polmona

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAPNOGRAFO - Adulti, Pediatrico Adotta il metodo mainstream per misurare l'anidride carbonica di fine espirazione (EtCO₂) e la frequenza respiratoria (AwRR). Rileva la funzione di ventilazione polmonare e riflette la condizione della circolazione e del flusso sanguigno ai polmoni, nonché indirettamente la ventilazione alveolare. - Allarme sonoro e visivo e funzioni di silenziamento - Allarme di superamento dei limiti per l'anidride carbonica di fine espirazione e la frequenza respiratoria - Avviso di adattatore disattivato - Azzeramento calibrabile dall'utente stesso - Compensazione della pressione atmosferica e della temperatura - Utilizzabile ad altitudini elevate Grande valore applicativo per l'anestesia, la rianimazione cardiopolmonare, il primo soccorso, la terapia intensiva e il postoperatorio. Si collega al tratto respiratorio del paziente mediante l'adattatore per l'aria e il tubo di collegamento per la respirazione. Fornito con adattatore adulto/bambino e manuale (GB, IT).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

33829



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697