



# Cintura di Sicurezza 1 Pezzo - Polipropilene Arancio - Fibbia in Plastica

Codice GEF (SKU) **33837**

EAN / GTIN **6974580871364**

CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI

Tipo: Cintura di sicurezza Colore: arancione Dimensioni Larghezza (cm): 5,0 Dimensioni Lunghezza (cm): 185 Materiale cintura: polipropilene Fibbia

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI Tipo: Cintura di sicurezza Colore: arancione Dimensioni Larghezza (cm): 5,0 Dimensioni Lunghezza (cm): 185 Materiale cintura: polipropilene Fibbia in plastica Compatibilità: barelle PE Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**6974580871364**

CODICE GEF

**33837**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697