



Cintura di Sicurezza 2 Pezzi - Poliestere Arancio - Fibbia in Metallo

Codice GEF (SKU) 33838

EAN / GTIN 6974580871364

CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI

Tipo: Cintura di sicurezza Colore: arancione Dimensioni Larghezza (cm): 5,0 Dimensioni Lunghezza (cm): 128+50 (Cintura in due pezzi) Materiale cin

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI Tipo: Cintura di sicurezza Colore: arancione Dimensioni Larghezza (cm): 5,0 Dimensioni Lunghezza (cm): 128+50 (Cintura in due pezzi) Materiale cintura: poliestere Fibbia in metallo Compatibilità: barelle PE Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6974580871364

CODICE GEF

33838



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697