



Cintura di Sicurezza B

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 33840

EAN / GTIN 6974442050012

Confezione 1

CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI

Tipo: Cintura di sicurezza B2 Colore: nero Dimensioni (cm) Larghezza: 4,8 / Lunghezza: 180 Materiale cintura: polipropilene Fibbia: fibbia in plastica

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
33840	B2 - polipropilene nero	6974442050012	1
33842	B4 - poliestere nero	6974442050029	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

6974442050012

CODICE GEF

33840



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697