



CINTURA DI SICUREZZA B8 estremità con gancio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33843

EAN / GTIN 6974442050036

Confezione 1

CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI

Tipo: Cintura di sicurezza B8 Colore: nero Dimensioni (cm) Larghezza:

4,8 / Lunghezza: 130+40 (Cintura in due pezzi) Materiale cintura:

poliestere Fibbia: fibbia in plastica, estremità con gancio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9101

EAN / GTIN

6974442050036

CODICE GEF

33843



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697