



CINTURA DI SICUREZZA B9 fibbia in metallo

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33844

EAN / GTIN 6974442050043

Confezione 1

CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI

Tipo: Cintura di sicurezza B9 Colore: nero Dimensioni (cm) Larghezza: 4,8 / Lunghezza: 180 Materiale cintura: poliestere Fibbia: fibbia in metallo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9102

EAN / GTIN

6974442050043

CODICE GEF

33844



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697