



SET DI 4 CINTURE DI SICUREZZA CON GANCIO estremità con gancio, fibbia in metallo

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33847

EAN / GTIN 6974442050067

Confezione 1

CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI

Tipo: Set 4 cinture di sicurezza Colore: mix Dimensioni (cm) Larghezza: 4,8 / Lunghezza: 150+30 (Cintura in due pezzi) Materiale cintura: poliestere Fibbia: fibbia in metallo, estremità con gancio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9103

EAN / GTIN

6974442050067

CODICE GEF

33847



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697