



Imbragatura Ragno Regolabile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33849

EAN / GTIN 6974442050074

Confezione 1

CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI

Tipo: Imbragatura ragno Colore: mix Materiale cintura: polipropilene

Compatibilità: tavole spinali Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9104

EAN / GTIN

6974442050074

CODICE GEF

33849



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697