



SONDA PHASED ARRAY 6,0 MHz + CW + TDI per ECO6

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33859**EAN / GTIN **8023279338591**Confezione **1**

Sonda per Chison ECO6: - Codice Chison: P3-A - Tipo di scansione: Phased Array - Frequenza principale: 3.0 MHz - Larghezza banda della sonda (MHz): 2.5 / 4.5 - Applicazioni: Cardiologia

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z1104018001EAN / GTIN
8023279338591CODICE GEF
33859

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697