



Ecografo Chison ECO2 B/N 1 Connettore Sonda

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33862

EAN / GTIN 8023279338621

Confezione 1

ECOGRAFO CHISON ECO2 B/N 1 connettore sonda

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni e peso: 33,5x15,5xh 35 cm; 6 kg
- Schermo: LED 12", alta risoluzione 1024x768
- Alimentazione: AC 100-240 V - 50/60 Hz
- Batteria Li-ion ricaricabile - opzionale
- - Software (lingua selezionabile dall'utente): GB, IT, FR, ES, DE, CZ, TR, CN, RU
- - Manuale: GB, IT, CN

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z11040101

EAN / GTIN

8023279338621

CODICE GEF

33862

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697