



ECOGRAFO B/N CHISON ECO3 2 connettori sonda

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33864**

EAN / GTIN **8023279338645**

Confezione **1**

CHISON ECO3EXP. con 2 connettori per sonda, senza sonda ECO3EXP. Modello B/N con doppler - compatto e leggerissimo, facile da trasportare - schermo con tecnologia LED di nuova generazione; le immagini ultrabrillanti consentono una visualizzazione ottimale anche all'aperto - design ergonomico del monitor, rotazione di 30 gradi, regolabile - batteria a lunga durata fino a 2,5 ore, per un utilizzo all'aperto - ingrandimento immagine a schermo intero, per una migliore visualizzazione a distanza - flusso di lavoro lineare, facile da usare, 6 tasti rapidi per finalizzare il ciclo di diagnosi Modalità di visualizzazione ed elaborazione delle immagini B, B/B, 4B, M, B/M, PW (solo ECO2, ECO3EXP.) immagini multifrequenza. Elaborazione immagini - immagini composte - trapezoidali - ottimizzazione immagine intelligente I-image - PW automatico - THI (Imaging Armonico Tissutale) (solo ECO2, ECO3EXP.) - SRA (Algoritmo riduzione macchia focale) - Chroma - sistema digitale beam-former - AIO (Ottimizzazione - visualizzazione a schermo intero Immagine automatica) Interfaccia utente - pannello di controllo pieghevole e tastiera alfanumerica - tastiera retroilluminata per una visibilità ottimale al buio - indicatori luminosi identificano i tasti attivati - 8 TGC per una regolazione semplice - tasto di scelta rapida definito dall'utente per la regolazione rapida - layout tastiera chiaro e intuitivo, veloce da memorizzare - retroilluminazione interattiva - impostazioni definite dall'utente Flusso di lavoro lineare, un tasto per: - selezionare la funzione desiderata con impostazioni automatiche - ottimizzare l'immagine automaticamente (AIO) - creare report - salvare il fermo immagine e il CINE loop - misurare - stampare da stampante PC* (laser o getto d'inchiostro) o da stampante video *La lista delle stampanti compatibili è sul nostro sito Sistema di archiviazione EASYVIEW™ - archivio immagini su hard disk e su memorie mobili USB - diversi formati di immagine: BMP, JPG, DCM, CIN, AVI - cine review: auto, manuale (impostazione per autorevisione) per immagini 2D, M, PW (solo ECO2, ECO3EXP.) - capacità di memoria cine (256 fotogrammi/10s) - 3 porte USB Norme IEC 60601-1, IEC 60601-1-1 Apparecchi elettromedicali, IEC 60601-1-2 Compatibilità elettromagnetica, IEC 60601-1-4 Sistemi medicali programmabili, IEC 60601-2-37

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni e peso: 33,5x15,5xh 35 cm; 6 kg
- Schermo: LED 12", alta risoluzione 1024x768
- Alimentazione: AC 100-240 V - 50/60 Hz
- Batteria Li-ion ricaricabile
- Software (lingua selezionabile dall'utente): GB, IT, FR, ES, DE, CZ, TR, CN, RU
- Manuale: GB, IT, CN

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z11040101

EAN / GTIN

8023279338645

CODICE GEF

33864



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it