



Ecografo a Colori CHISON ECO

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) **33865**EAN / GTIN **8023279338652**Confezione **1**

COLORDOPPLER CHISON ECO5 CON DUE CONNETTORI SONDA (sonde non incluse). CHISON ECO5 Colordoppler con schermo a colori LED da 12", alta risoluzione, memoria 8G alta velocità, 3 porte USB, 2 connettori per sonde, sistema di archiviazione EASYVIEW™. Modello Imaging: B, B/B, 4B, B/M, M, CFM, PW • Elaborazione immagini: - MCI (Multicomposizione immagine) - trapezoidale - ottimizzazione immagine intelligente I-image - traccia automatica PW - AIO (ottimizzazione automatica immagine) - THI (Bilanciamento immagine tessuti) - Chroma - SRA (Algoritmo riduzione macchia focale) - modalità schermo intero - sistema digitale beam-former • Interfaccia utente: - pannello di controllo pieghevole e tastiera alfanumerica - tastiera retroilluminata per una visibilità ottimale al buio - retroilluminazione interattiva - le luci di identificazione indicano i tasti attivi - 8 TGC per una regolazione semplice - manopola per regolare facilmente - layout tastiera chiaro e intuitivo, veloce da memorizzare - impostazioni utente predefinite • Flusso di lavoro lineare, un tasto per: - selezionare la funzione desiderata con impostazioni automatiche - ottimizzare l'immagine automaticamente (AIO) - creare report - salvare il fermo immagine e il CINE loop - misurare - stampare dal PC (stampante laser o a inchiostro) o da stampante video • Sistema di archiviazione EASYVIEW™ - archivio immagini sull'hard disk e su USB - 3 porte USB - diversi formati di immagine: BMP, JPG, DCM, CIN - cine review: auto, manuale (impostazione per autorevisione) per 2D, immagini M - capacità di memoria cine (256 immagini/8s)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 33,5 x 15,5 x h 35 cm (13,2"x6.1"xh 13,8")
- Peso: 6,5 kg
- Schermo: 12" LED a colori, alta risoluzione 1024 x 768
- Alimentazione: AC 100-240 V, 50-60 Hz
- Batteria Li-ion ricaricabile 14.8 V 4400 mAh

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
33865	ECO5	8023279338652	1
33858	ECO6	8023279338584	1

CLASSE DM

II A

CND

Z11040101

EAN / GTIN

8023279338652

CODICE GEF

33865



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it