



# SONDA LINEARE 9,0 MHz CHISON per ECO 1/2/3/5/6

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33871

EAN / GTIN 8023279338713

Confezione 1

Sonda per ecografi portatili Chison: - Codice Chison: L7S-A - Metodo di scansione: Lineare (con traccia di 30 mm per esami di tessuti superficiali, risoluzione maggiore) - Frequenza principale: 9.0 MHz - Range di frequenze (MHz): 5.3 / 11 - Applicazioni: Piccole parti, MSK, vascolare, pediatria, ortopedia

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II A**

CND

**Z1104018001**

EAN / GTIN

**8023279338713**

CODICE GEF

**33871**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697