



## SONDA TRANS- RETTALE 7,5 MHz CHISON per ECO 1/2/3/5/6

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33873

EAN / GTIN 8023279338737

Confezione 1

Sonda per ecografi portatili Chison (Solo per ECO3EXP., ECO5 e ECO6)

- Codice Chison: R7-A - Metodo di scansione: Trans-rettale -

Frequenza principale: 7.5 MHz - Range di frequenze (MHz): 5.0 / 10.0 -

Applicazioni: urologia

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II A**

CND

**Z1104018001**

EAN / GTIN

**8023279338737**

CODICE GEF

**33873**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697