



SONDA MICRO- CONVEX 3,0 MHz CHISON per ECO 1/2/3/5/6

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33874

EAN / GTIN 8023279338744

Confezione 1

Sonda per ecografi portatili Chison: - Codice Chison: MC3-A - Tipo di scansione: Micro-Convex - Frequenza principale: 3.0 MHz - Larghezza banda della sonda (MHz): 2.5 / 5.0 - Applicazioni: Addominale, Piccole parti, Cardiologia base

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1104018001

EAN / GTIN

8023279338744

CODICE GEF

33874

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697