



ECOGRAFO A COLORI CHISON QBit5

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33877**EAN / GTIN **8023279338775**Confezione **1**

ECOCOLORDOPPLER QBit5 - schermo piatto LED 15" ad alta risoluzione. Fornito con 2 connettori per sonda e 1 supporto connessione per sonde, carrello, tastiera, archivio immagini: HardDisk 32 GB, 6 porte USB, formato VGA, senza sonde. Doppler conveniente e affidabile dotato di tecnologia avanzata: composizione immagine, quad beam, Q-image, Q-flow, contrasto X permettono di ottenere immagini eccellenti. Il flusso di lavoro lineare e il design ergonomico migliorano l'efficienza. Modalità immagine: - CFM - PW - Doppler pulsato/PD Direzionale - B/BC - chroma B/M/PW/CW - B, 2B, 4B, B/M, M - trapezoidale su sonda lineare Elaborazione delle immagini: - Riduzione algoritmo Speckle (SRA) - stampa diretta da PC o video stampante - ottimizzazione immagine automatica (AIO) - fusione armonica immagini (FHI) Funzione speciale radiologia: orientamento 2D e gancio (opzionale) Sonda phased array e pacchetto: la funzione phased array include CW, TDI, ECG, Colore M e pacchetto di calcolo completo incluso PISA/Dp/Dt. Dimensioni: 747 x 517 x 1283 mm Peso netto: 50 Kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z11040101

EAN / GTIN

8023279338775

CODICE GEF

33877

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697