



Sonda Lineare 7,5 Mhz Chison per 33877

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **33878**

EAN / GTIN **8023279338782**

Confezione **1 pz.**

SONDA LINEARE 7,5 MHz • Metodo di scansione: linear • Frequenza principale (MHz): 7,5 • Larghezza banda sonda QBit5 (MHz): 4-15 • Applicazione principale: Piccole parti, vasi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II A

CND
Z119080

EAN / GTIN
8023279338782

CODICE GEF
33878



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697