



SONDA CARDIACA 3 MHz per codice 33877

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33879**EAN / GTIN **8023279338799**Confezione **1**

Sonda per ECOCOLORDOPPLER QBit5 - Metodo di scansione: CARDIAC (PHASED ARRAY) - Frequenza principale: 2,5 MHz - Larghezza banda della sonda (MHz): 1,5-5,3 - Applicazioni: CARDIOLOGIA, TCD

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z119080EAN / GTIN
8023279338799CODICE GEF
33879

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697