



COLOR DOPPLER MINDRAY Z50 con 2 connettori sonda

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33881

EAN / GTIN 6936415912475

Confezione 1

ECOGRAFO PORTATILE A COLORI MINDRAY Z50 con display LCD ad alta risoluzione 15", 2 connettori sonda, hard disk 500GB, 4 porte USB, pacchetto software, multipli, senza sonde. Sistema doppler a colori che offre una rara combinazione di alte prestazioni e basso costo. Immagini di alta qualità, accessibilità, versatilità e mobilità in un unico sistema Doppler portatile. Versatilità - modalità scansione: B, Colore, PW, Power, M, FreeXros M - modalità visualizzazione immagine: B, 2B, 4B, B/C, B/M, B/PW, Triplex PW - applicazioni: ABD/OB/GYN/CAR/SML/URO/VAS/ORTH/EM/NERVE - varietà sonde: Convesse, Lineari, Micro-convesse, Endocavità - angolatura di scansione estesa tramite ExFov - sonda lineare ad alta frequenza per la scansione superficiale Produttività - iTouch: ottimizzazione rapida dell'immagine con un click - iZoom: ingrandimento a pieno schermo istantaneo con un click - iStation: piattaforma di revisione e analisi database dei pazienti - Clipboard: esecuzione, anteprima e condivisione di cine-loop - Molteplici formati di immagine: BPM, JPG, DCM, AVI, DICOM, CIN Portatile - forma compatta e affusolata peso 8,1 kg - monitor LCD da 15 pollici con funzione di inclinazione di 60 gradi - doppi connettori universali trasduttori - tastiera retroilluminata a due livelli per varie esigenze - borsa portatile per facilitarne il trasporto - 1,5 h di scansione senza interruzione con batteria ricaricabile Manuale su CD: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RU, BR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Schermo: LCD 15", alta risoluzione 1024x768
- Software interno + input tastiera: GB, FR, IT, ES, PT, RU, PL, CZ, DE
- Digitazione tastiera: TR, FI, DK, NO, SE
- Alimentazione: AC 100-240 V - 50/60Hz - batteria agli ioni di litio ricaricabile - su richiesta
- Dimensioni e peso: 19x41,5x37,8 cm; 8,1 kg senza batteria

CLASSE DM

II A

CND

Z11040104

EAN / GTIN

6936415912475

CODICE GEF

33881



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it