



FILTRO ANTIBATTERICO+BOCCAGLIO per Mir, Micromedical, Vitalograph

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33884

EAN / GTIN 8023279338843

Confezione 1

FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO • Misura interna: Ø 2,75 cm • Misura esterna: Ø 3 cm •
Compatibilità con codici: 33431, 33433, 33471-2, 33512-14, 33518-22, 33528-32, 33534 •
Compatibilità con: Micromedical, Vitalograph, Mir, Ferraris (koko legend), Cardiettes (Pneumos
300) Filtro monouso dalla forma anatomica, utile per prevenire contaminazioni batteriche e
virali. Facile da utilizzare: da un lato si connette allo spirometro, dall'altro lato funge da
boccaglio. Adatto alla maggior parte degli spirometri e dispositivi. Confezionato singolarmente
in busta trasparente. Produzione italiana.

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

R049001

EAN / GTIN

8023279338843

CODICE GEF

33884



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it • Tel. 0573
1944697