



FILTRO ANTIBATTERICO+BOCCAGLIO per Cosmed

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33885**EAN / GTIN **8023279338850**Confezione **1**

FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO • Misura interna: Ø 2,75 cm • Misura esterna: Ø 3,1 cm • Compatibilità con: Cosmed Filtro monouso dalla forma anatomica, utile per prevenire contaminazioni batteriche e virali. Facile da utilizzare: da un lato si connette allo spirometro, dall'altro lato funge da bocchaglio. Adatto alla maggior parte degli spirometri e dispositivi. Confezionato singolarmente in busta trasparente. Produzione italiana.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

R049001

EAN / GTIN

8023279338850

CODICE GEF

33885

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697