



FILTRO ANTIBATTERICO+BOCCAGLIO per Sensormedics, BTL, Thor

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33887**EAN / GTIN **8023279338874**Confezione **1**

FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO • Misura interna: Ø 3,05 cm • Misura esterna: Ø 3,5 cm • Compatibilità con: Sensormedics, BTL, Thor, Morgan, Chest, Microgard Filtro monouso dalla forma anatomica, utile per prevenire contaminazioni batteriche e virali. Facile da utilizzare: da un lato si connette allo spirometro, dall'altro lato funge da boccaglio. Adatto alla maggior parte degli spirometri e dispositivi. Confezionato singolarmente in busta trasparente. Produzione italiana.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

R049001

EAN / GTIN

8023279338874

CODICE GEF

33887

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697