



# FILTRO ANTIBATTERICO+BOCCAGLIO per Medical Graphics

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33888**EAN / GTIN **8023279338881**Confezione **1**

FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO • Misura interna: Ø 3,4 cm • Misura esterna: Ø 3,6 cm  
• Compatibilità con: Medical Graphics Filtro monouso dalla forma anatomica, utile per prevenire contaminazioni batteriche e virali. Facile da utilizzare: da un lato si connette allo spirometro, dall'altro lato funge da bocchaglio. Adatto alla maggior parte degli spirometri e dispositivi. Confezionato singolarmente in busta trasparente. Produzione italiana.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II A**

CND

**R049001**

EAN / GTIN

**8023279338881**

CODICE GEF

**33888**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697